

LOT 3

Materiale de referință pentru analize metalelor

Nr crt.	Denumire	Specificatii	AMBALAJ	UM	Necesar in ambalaj
1	solutie tuning pentru ICP-MS Agilent 1ppb	solutie tuning trasabil la NIST SRM, cu continut de Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y, de 1 ppb, in matrice de HNO3 2%, cu certificat de analiza; cod Agilent 5185-5959	1000 ml		6
2	solutie multielement pentru ICP-MS la comanda, cu continut de 1000 mg/l Na, K, 30 mg/l Al, Mn, Fe, 10 mg/l Zn	1000 mg/l Na, K, 30 mg/l Al, Mn, Fe, 10 mg/l Zn, pentru ICP-MS, in matrice de HNO3 5%; cu certificat de analiza	125 ml		1

Sef laborator
dr. biol. Claudia Nagy

Intocmit,
chim. Annamaria Katona

